



## Fiche technique REF 49.66.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.66.15	Fond non perforé 590x290x135mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	7616990
GMDN	13730	GTIN	04046826053963
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	2,160	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias 451.02.61 (prospectus Medicontainer System)

## Image principale

## Image détaillée



No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)
49.66.10	590	290	85
49.66.13	590	290	120
49.66.15	590	290	135
49.66.17	590	290	155
49.66.22	590	290	205
49.66.27	590	290	255

Dimensions	590x290x135mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
------------	---------------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.0255 (Al 99,5%)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)