






Fiche technique REF 49.67.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.67.03	Couvercle Perforé rouge 590x290mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826054021
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	1,600	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	451.02.61 (prospectus Medicontainer System)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions		590x290mm	Revêtement
			Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.3535_3.3315 (AlMg3 + AlMg1)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		