






Fiche technique REF 49.70.23

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.70.23	Medicontainer rouge Filtre barrière460x290x150mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826446888
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	3,645	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	460x290x150mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.3535 (AlMg3)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	3.0255 (Al 99,5%)		