



Fiche technique REF 49.74.03

25.08.2026

Données générales			
Référence	49.74.03	Medicontainer or Filtre barrière590x290x150mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826457518
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	4,579	Mode d'emploi	IFU-0003
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
		 	
Dimensions	590x290x150mm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.3535 (AlMG3)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	3.0255 (Al 99,5%)		