



Fiche technique REF 49.90.00

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.90.00	boîte avec Tapis en silicone 190x102x19mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	39239000
GMDN	12143	GTIN	04046826054151
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	0,250	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 453.03.01 (Blepharoplasty - Instruments pour la blépharoplastie Brochure) 453.04.01 (Gubisch Rhinoplastie moderne Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	190x102x19mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		