












Fiche technique REF 49.91.04

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.91.04	Filtre en papier avec Indicateur neutre 265x120mm	
Unité de vente	boîte/500	No. de douane	48054000
GMDN	13730	GTIN	04046826425401
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-734
Classification	16 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	1,750	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
   			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	265x120mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
10 °C	 30 °C  10 %	60 %   	
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		