











## Fiche technique REF 49.91.05

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.91.05	Filtre en papier avec Indicateur neutre 225x225mm	
Unité de vente	boîte/500	No. de douane	48054000
GMDN	13730	GTIN	04046826425425
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-734
Classification	16 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	1,678	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
   			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	225x225mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
10 °C	 30 °C	10 %	 60 %
			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		