



## Fiche technique REF 49.91.20

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.91.20	etiquette-témoin 63.5x36mm p/1000 autoadhésive	
Unité de vente	boîte/1000	No. de douane	48025890
GMDN	13730	GTIN	04046826054250
Classe de risque	KEIN MP (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,550	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias 451.02.61 (prospectus Medicontainer System)

## Image principale

## Image détaillée




Dimensions	63.5x36mm	Revêtement	
------------	-----------	------------	--

## Conditions de stockage



30 °C



60 %



## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)