












Fiche technique REF 49.91.22

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.91.22	etiquette-temoin 67x35.5mm p/1000 autoadhésive	
Unité de vente	boîte/1000	No. de douane	48025890
GMDN	13730	GTIN	04046826054274
Classe de risque	KEIN MP (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,720	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
  			
Medicon médias	451.02.61 (prospectus Medicontainer System) 451.02.65 (prospectus Medicontainer 2.0 Containers en alu p stéril)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	67x35.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
10 °C	 30 °C 10 %	 60 %	  
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		