












Fiche technique REF 49.91.23

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.91.23	etiquette-temoin 50x18.0mm p/1000 autoadhésive	
Unité de vente	boîte/1000	No. de douane	48025890
GMDN	13730	GTIN	04046826054281
Classe de risque	KEIN MP (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,406	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
  			
Medicon médias	451.02.61 (prospectus Medicontainer System) 451.02.65 (prospectus Medicontainer 2.0 Containers en alu p stéril)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	50x18.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
10 °C	30 °C	10 %	60 %
			
		  	
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		