















Fiche technique REF 49.91.33

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|---|---|
| Référence | 49.91.33 | Filtre en papier avec Indicateur 240x120mm | |
| Unité de vente | boîte/500 | No. de douane | 48054000 |
| GMDN | 13730 | GTIN | 04046826054328 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 13-734 |
| Classification | 16 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N003;04;XB |
| Poids (kg) | 2,150 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|     | | | |
| Medicon médias | 451.02.61 (prospectus Medicontainer System) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 240x120mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| 10 °C | 30 °C | 10 % | 60 % |
|  |  |  |  |
| | |  |  |
|  | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | PAPIER KREPP WEISS 60G/M ² (Sterilisationspapier krepp weiß, 60g/m ²) | | |
| Autres | WASSERDAMPF_INDIKATOR (Wasserdampf-Indikator) | | |