







Fiche technique REF 49.91.40

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.91.40	Sceau rouge	
Unité de vente	boîte/1000	No. de douane	39235090
GMDN	13730	GTIN	04046826054335
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	0,750	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
  			
Medicon médias	451.02.61 (prospectus Medicontainer System) 451.02.65 (prospectus Medicontainer 2.0 Containers en alu p stéril)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	PP (Polypropylen)		