






Fiche technique REF 49.91.64

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|--|---|----------------|
| Référence | 49.91.64 | étiquette d'identification bleu 50x17.5mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 76169990 |
| GMDN | 13730 | GTIN | 04046826054458 |
| Classe de risque | KEIN MP (EU MDD) | Code UMDNS | |
| Classification | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,002 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPU01 |
|  | | | |
| Medicon médias | 451.02.61 (prospectus Medicontainer System) 451.02.65 (prospectus Medicontainer 2.0 Containers en alu p stéril) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | |  | |
| Dimensions | 50x17.5mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 3.0255 (Al 99,5%) | | |