





Fiche technique REF 49.95.50

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|---|------------------------------|----------------|
| Référence | 49.95.50 | Cadre de tension moyen | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 13730 | GTIN | 04046826055042 |
| Classe de risque | KEIN MP (EU MDD) | Code UMDNS | |
| Classification | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,240 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPU01 |
|  | | | |
| Medicon médias | 451.02.61 (prospectus Medicontainer System) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |