





Fiche technique REF 49.95.73

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.95.73	Tissu d'emballage Polyester vert80x90cm	
Unité de vente	boîte/5	No. de douane	59119099
GMDN	60909	GTIN	04046826531089
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,145	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias	451.02.61 (prospectus Medicontainer System)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	80x90cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	PET (Polyethylenterephthalat)		