





## Fiche technique REF 49.95.74

11.12.2025

| Données générales  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
| Référence  | 49.95.74                                    | Tissu d'emballage Polyester vert130x85cm |                |
| Unité de vente   | boîte/5                                     | No. de douane                            | 59119099       |
| GMDN   | 60909                                       | GTIN                                     | 04046826531096 |
| Classe de risque   | N.A. (EU MDD)                               | Code UMDNS                               |                |
| Classification   | NA (EU MDD)                                 | Base UDI-DI                              |                |
| Poids (kg)   | 0,266                                       | Mode d'emploi                            |                |
| Sans latex   |   | Instructions de retraitement             | KEIN MP        |
|   |   |  |                |
| Medicon médias   | 451.02.61 (prospectus Medicontainer System) |  |                |
| Image principale   |   | Image détaillée                          |                |
|  |   |  |                |
| Dimensions   | 130x85cm                                    | Revêtement                               |                |
| Conditions de stockage   |   |  |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                       |   |  |                |
| Matériaux  |   |  |                |
|  | N° de matériau (Désignation DIN)            |  |                |
| Partie principale  | PET (Polyethylenterephthalat)               |  |                |