






Fiche technique REF 49.97.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.97.02	panier métallique 240x255x50mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73262000
GMDN	12143	GTIN	04046826055127
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;01;X2
Poids (kg)	0,569	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	451.02.61 (prospectus Medicontainer System) 451.06.90 (prospectus Cristaca) 453.12.00 (Epiplating)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	240x255x50mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		