



## Fiche technique REF 49.97.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.97.03	panier métallique 240x255x100mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73262000
GMDN	12143	GTIN	04046826055134
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;01;X2
Poids (kg)	0,699	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	451.02.61 (prospectus Medicontainer System)
----------------	---

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	240x255x100mm	Revêtement	
------------	---------------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)