





Fiche technique REF 49.97.06

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.97.06	Panier d'endoscope p 2 endoscopes290x80x52mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73262000
GMDN	60909	GTIN	04046826303839
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,510	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPU01
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 451.02.11 (prospectus instr p l'arthroscopie)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	290x80x52mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		