



Fiche technique REF 49.97.23

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.97.23	panier métallique 510x255x100mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73262000
GMDN	12143	GTIN	04046826055196
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;01;X2
Poids (kg)	1,350	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	451.02.61 (prospectus Medicontainer System)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	510x255x100mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		