



Fiche technique REF 49.97.28

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Référence | 49.97.28 | panier métallique 410x254x100mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 73262000 |
| GMDN | 13730 | GTIN | 04046826448738 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 13-730 |
| Classification | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N003;01;X2 |
| Poids (kg) | 1,136 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | -- |
|   | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 410x254x100mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |