



Fiche technique REF 49.97.30

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.97.30	Panier à linge 575x280x135mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73262000
GMDN	60909	GTIN	04046826055202
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	2,138	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPU01
			
Medicon médias	451.02.61 (prospectus Medicontainer System)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	575x280x135mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		