



Fiche technique REF 49.97.90

11.12.2025

Données générales			
Référence	49.97.90	panier métallique avec Matériel de classification 240x250x40mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	73262000
GMDN	60909	GTIN	04046826055554
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,800	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPU01
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 453.03.01 (Blepharoplasty - Instruments pour la blépharoplastie Brochure) 453.30.00 (daniel - Kit d'instruments de rhinoplastie avancée Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	240x250x40mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		