







Fiche technique REF 50.03.27

11.12.2025

Données générales			
Référence	50.03.27	Allis pince à saisir 30.0cm AT	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826055899
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-797
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,080	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	30.0cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		