








## Fiche technique REF 50.10.70

11.12.2025

Données générales			
Référence	50.10.70	Babcock pince à saisir 20cm HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826056025
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-797
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,052	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio )		
Image principale		Image détaillée	
		 	
Dimensions	20cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	K40 (WcCo)		