








## Fiche technique REF 50.11.20

11.12.2025

| Données générales   |   |  |                         |
|---|---|--|-------------------------|
| Référence   | 50.11.20  | Babcock pince à saisir 20cm AT   |                         |
| Unité de vente  | pièce   | No. de douane  | 90189084                |
| GMDN  | 62466   | GTIN   | 04046826056056          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)   | Code UMDNS   | 11-797                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI  | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Poids (kg)  | 0,052   | Mode d'emploi  | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable  | Instructions de retraitement   | MPK23-1                 |
|   |   |  |                         |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogue cardio ) |  |                         |
| Image principale  |   | Image détaillée  |                         |
|   |   |   |                         |
| Dimensions  | 20cm  | Revêtement   |                         |
| Conditions de stockage  |   |  |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |   |  |                         |
| Matériaux   |   |  |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)  |  |                         |
| Partie principale   | 1.4021 (X20Cr13)  |  |                         |