








Fiche technique REF 50.29.28

11.12.2025

Données générales			
Référence	50.29.28	Resano rectum Clamp d'anastomose28cm AT	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	64147	GTIN	04046826056490
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-882
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,100	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	28cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		