







Fiche technique REF 50.46.30

11.12.2025

Données générales			
Référence	50.46.30	Lane clamp double gastro drt30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826056735
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-871
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,237	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	30cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		