






Fiche technique REF 50.77.72

11.12.2025

Données générales			
Référence	50.77.72	Kelly Sphincteroscope Ø 25x75mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35351	GTIN	04046826057268
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-126
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Poids (kg)	0,157	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 25x75mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		