



Fiche technique REF 50.77.73

11.12.2025

Données générales			
Référence	50.77.73	Kelly Sphincteroscope Ø 21x50mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35351	GTIN	04046826057275
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-126
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Poids (kg)	0,132	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	Ø 21x50mm	Revêtement	
------------	-----------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)