






## Fiche technique REF 50.78.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	50.78.02	Morgan Proctoscope avec connexion de la fibre optique 20x65mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35351	GTIN	04046826057435
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-126
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,260	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	20x65mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4301 (X5CrNi18-10)		