





Fiche technique REF 50.93.69

11.12.2025

| Données générales | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Référence | 50.93.69 | Cône de charge de rechange p 50.93.68 | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 60909 | GTIN | 04046826057848 |
| Classe de risque | KEIN MP (EU MDD) | Code UMDNS | |
| Classification | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,015 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK03 |
|  | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |