









Fiche technique REF 50.93.72

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Référence | 50.93.72 | Cône en plastique seul / seulement p 50.93.65/70/78 | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35157 | GTIN | 04046826057879 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 12-335 |
| Classification | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;06;WT |
| Poids (kg) | 0,005 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | oui | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Conditions de stockage | | | |
|  140 °C | |   | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | POM (Polyoxymethylen_(Polyacetal/_Polyformaldehyd) | | |