










Fiche technique REF 50.93.75

11.12.2025

Données générales			
Référence	50.93.75	Anneau de ligature sans latex p 50.93.65/68/70/78	
Unité de vente	boîte/100	No. de douane	40169997
GMDN	35157	GTIN	04046826057909
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	12-335
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,013	Mode d'emploi	G509375
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPU02
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
   			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	IR_617 (Polymer)		