







## Fiche technique REF 50.94.33

11.12.2025

Données générales			
Référence	50.94.33	Lockhart Mummery sonde à fistule 16cm Fig 3	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	31965	GTIN	04046826058005
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-117
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Poids (kg)	0,007	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	16cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		