






Fiche technique REF 50.95.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	50.95.02	support en coton et éponge28cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32873	GTIN	04046826058050
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-698
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,030	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	28cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Poignée	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		