







## Fiche technique REF 51.06.01

11.12.2025

Données générales			
Référence	51.06.01	Bakes dilatateur de conduit commun Ø 1mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35250	GTIN	04046826058234
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-215
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Poids (kg)	0,021	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 1mm 30cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		