



Fiche technique REF 51.06.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	51.06.02	Bakes dilatateur de conduit commun Ø 2mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35250	GTIN	04046826058241
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-215
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Poids (kg)	0,022	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--------------------------------------------------

Image principale

Image détaillée



Dimensions	Ø 2mm 30cm	Revêtement	
------------	------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)