






Fiche technique REF 51.11.55

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------|
| Référence | 51.11.55 | partie utile a/levier albarran 1 canal | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 37090 | GTIN | 04046826059330 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 11-112 |
| Classification | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,200 | Mode d'emploi | G510700 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|   | | | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |