





## Fiche technique REF 51.11.56

11.12.2025

Données générales			
Référence	51.11.56	partie utile a/levier albarran 1 canal	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	37090	GTIN	04046826059347
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-112
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,200	Mode d'emploi	G510700
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
<b>Conditions de stockage</b> Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
<b>Matériaux</b>			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		