







Fiche technique REF 51.13.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	51.13.10	endoscope Ø 4.0mm 300mm 30°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189020
GMDN	36654	GTIN	04046826059637
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	14-289
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,200	Mode d'emploi	G776000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	0
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	4.0mm 300mm 30°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	PEEK (Polyetheretherketon)		
Autres	SAPHIRGLAS (Glas aus Saphirkristallen)		