






Fiche technique REF 51.16.03

11.12.2025

Données générales							
Référence	51.16.03	obturateur seul p 51.16.00					
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084				
GMDN	35692	GTIN	04046826059828				
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-260				
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;02;aj;59				
Poids (kg)	0,050	Mode d'emploi	GATDR00X				
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement					
 							
Medicon médias							
Image principale		Image détaillée					
							
<p>Conditions de stockage</p> <p>Aucune précaution particulière de conservation n'est requise</p>							
<p>Matériaux</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N° de matériau (Désignation DIN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Partie principale</td> <td>1.4021 (X20Cr13)</td> </tr> </tbody> </table>					N° de matériau (Désignation DIN)	Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
	N° de matériau (Désignation DIN)						
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)						