



Fiche technique REF 51.35.55

11.12.2025

Données générales			
Référence	51.35.55	Lower Collier de serrage pour canalisations biliaire 18cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35083	GTIN	04046826060138
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-782
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,048	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	18cm	Revêtement	
------------	------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)