







## Fiche technique REF 51.35.65

11.12.2025

Données générales			
Référence	51.35.65	Desjardins Collier de serrage pour canalisations biliaire22cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35083	GTIN	04046826060152
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-782
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,060	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	22cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		