







Fiche technique REF 51.37.00

11.12.2025

Données générales			
Référence	51.37.00	Grey Collier de serrage pour canalisations biliaire	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35083	GTIN	04046826060169
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-782
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,167	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		