








## Fiche technique REF 51.37.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	51.37.02	Grey Collier de serrage pour canalisations biliaire 23cm Fig 2	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35083	GTIN	04046826060183
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-782
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,083	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	23cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		