








Fiche technique REF 51.57.93

11.12.2025

Données générales			
Référence	51.57.93	Gil Vernet crochet 13mm 24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826060497
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-028
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,047	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	13mm 24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		