






Fiche technique REF 51.67.29

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Référence | 51.67.29 | Guyon Sonde / Bougie / Dilatateur urétral 29 Charr 26cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 14286 | GTIN | 04046826062361 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 14-286 |
| Classification | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;02;XG |
| Poids (kg) | 0,160 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 29 Charr 26cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |