






Fiche technique REF 51.75.05

11.12.2025

Données générales			
Référence	51.75.05	Stockmann clamps pour pénis9cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35803	GTIN	04046826062989
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	16-452
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;05;WQ
Poids (kg)	0,015	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	9cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		