






## Fiche technique REF 51.75.10

11.12.2025

| Données générales   |  |                               |                    |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| Référence   | 51.75.10   | Strauss clamps pour pénis12cm |                    |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane                 | 90189084           |
| GMDN  | 35803  | GTIN                          | 04046826062996     |
| Classe de risque  | 1 (EU MDR)                                       | Code UMDNS                    | 16-452             |
| Classification  | 1 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                   | 4046826;N001;05;WQ |
| Poids (kg)  | 0,043  | Mode d'emploi                 | GATDN00X           |
| Sans latex  | non applicable                                   | Instructions de retraitement  |                    |
|   |  |                               |                    |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |                               |                    |
| Image principale  |  | Image détaillée               |                    |
|   |  |                               |                    |
| Dimensions  | 12cm   | Revêtement                    |                    |
| Conditions de stockage  |  |                               |                    |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |                               |                    |
| Matériaux   |  |                               |                    |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)                 |                               |                    |
| Partie principale   | 1.4310 (X10CrNi18-8)                             |                               |                    |